

Οδηγίες Χρήσης

Υγρό Σχηματισμού
(Αξεσουάρ για Οδοντιατρική Κεραμική)



Οδηγίες Χρήσης

【Όνομα Συσκευής】 Υγρό Σχηματισμού

【Μοντέλο/Προδιαγραφές】

Κατηγορία	Κωδικός	Προδιαγραφές (χιλιοστόλιτρο/μπουκάλι)
Υγρό Αρμονίας Καλύπτοντας Πορσελάνης OP	OF	15, 50, 240
Ειδικό Υγρό για Σώμα Πορσελάνης	CFS	15, 50, 240
Υγρό για Γυαλάδα	GY	5, 15, 50, 240

【Σύνθεση】 H_2O , $C_4H_{10}O_2$, και $C_5H_{12}O_2$.

【Προβλεπόμενη Χρήση】 Το υγρό σχηματισμού διαχωρίζεται σε ειδικό για σώμα πορσελάνης, καλύπτοντας πορσελάνη (OP) και υγρό για γυαλάδα, μειγμένο με την πορσελάνη για την κατασκευή οδοντικών προσθέτων.

【Κλινικές Ενδείξεις】 Χρησιμοποιείται για τον συνδυασμό οδοντικών κεραμικών σκονών, κατάλληλο για την επιδιόρθωση ζημιών στα δόντια (τερηδόνα, κατεστραμμένα δόντια κλπ.), σταθερές γέφυρες αντικατάστασης και αισθητικές επιδιορθώσεις χρωματισμού των δοντιών. Το υγρό σχηματισμού προλαμβάνει την ταχεία ξήρανση των κεραμικών υλικών, ενώ ταυτόχρονα αυξάνει την πλαστικότητα κατά τη διαδικασία στοιβάζης. Οι προτεινόμενες αναλογίες μίξης σκόνης και υγρού είναι οι εξής:

Μοντέλο	Κατηγορία Πορσελάνης	Κατηγορία Υγρού Σχηματισμού	Προτεινόμενη Αναλογία Μίξης Σκόνης και Υγρού
Μεταλλική Πορσελάνη σε Σκόνη	Δεσμευτικό για Χρυσοπορσελάνη	Ειδικό Υγρό για Καλύπτοντα Πορσελάνη (OF)	1g : 0.67g
	Καλύπτοντα Πορσελάνη OP	Ειδικό Υγρό για Καλύπτοντα Πορσελάνη (OF)	1g : 0.43g
	Αδιαφανής Οδοντινή Πορσελάνη, Οδοντινή Πορσελάνη, Ημιδιαφανής και Διαφανής Σειρά Πορσελάνης	Ειδικό Υγρό για Σώμα Πορσελάνης (CFS)	1g : 0.39g
	Γυαλάδα, Επιδιορθωτική Πορσελάνη, Χρωματιστή Πορσελάνη	Υγρό για Γυαλάδα (GY)	1g : 0.67g
Κεραμική από ζirkόνιο	Αδιαφανής Οδοντινή Πορσελάνη, Οδοντινή Πορσελάνη, Ημιδιαφανής και Διαφανής Σειρά Πορσελάνης	Ειδικό Υγρό για Σώμα Πορσελάνης (CFS)	1g : 0.39g
	Γυαλάδα, Επιδιορθωτική Πορσελάνη, Χρωματιστή Πορσελάνη	Υγρό για Γυαλάδα (GY)	1g : 0.67g

【Αντενδείξεις】 Αλλεργικές αντιδράσεις σε οδοντιατρικά υλικά του προϊόντος.

【Προειδοποιήσεις και Προφυλάξεις】

- Αποκλειστικά για οδοντιατρική χρήση.
- Σε περίπτωση ακούσιας επαφής με τα μάτια ή μακροχρόνιας επαφής με οργανικά ιστά του στόματος και εισπνοή, θα πρέπει να γίνει άμεσα έκπλυση με άφθονο νερό.

【Οδηγίες Χρήσης】 Το προϊόν χρησιμοποιείται μαζί με οδοντιατρική κεραμική.

- Χρησιμοποιήστε το υγρό για καλύπτοντα πορσελάνη (OF) για ανάμιξη του δεσμευτικού για χρυσοπορσελάνη και την καλύπτοντα βάση πορσελάνης.
- Χρησιμοποιήστε το ειδικό υγρό για σώμα πορσελάνης (CFS) για ανάμιξη αδιαφανούς οδοντινής πορσελάνης, οδοντινής πορσελάνης και ημιδιαφανούς ποιότητας.
- Χρησιμοποιήστε το υγρό για γυαλάδα (GY) για ανάμιξη της σκόνης γυαλάδας, της επιδιόρθωσης πορσελάνης και της χρωματιστής πορσελάνης.
- Αναμίξτε τη σκόνη πορσελάνης με το ειδικό υγρό σχηματισμού και διαδικασία ανάμιξης σύμφωνα με τις οδηγίες λειτουργίας και τις παραμέτρους καύσης.
- Αποφύγετε έντονο ανακάτεμα, για να μην δημιουργηθούν φυσαλίδες στο μείγμα. Κατά τη διάρκεια και

μετά το ανακάτεμα, ελέγξτε οπτικά για να επιβεβαιώσετε την ομοιομορφία και την απουσία ξένων σωματιδίων.

【Όροι Αποθήκευσης】 Το προϊόν πρέπει να αποθηκεύεται σε κατάλληλο θερμοκρασιακό περιβάλλον και να αποφεύγεται η έκθεση σε ισχυρό φως. Φυλάξτε το προϊόν μακριά από παιδιά. Η συσκευασία πρέπει να είναι σφραγισμένη.

【Όροι Μεταφοράς】 Το προϊόν δεν κατατάσσεται ως επικίνδυνο εμπόρευμα για μεταφορά. Ελέγξτε αν η συσκευασία είναι άθικτη και σφραγισμένη πριν από τη μεταφορά. Εξασφαλίστε ότι δεν υπάρχουν διαρροές, καταρρεύσεις, υγρασία ή ζημιές κατά τη διάρκεια της μεταφοράς. Μην αποθηκεύετε το εμπόρευμα μαζί με ισχυρές βάσεις ή νερό. Κατά τη μεταφορά, προστατέψτε από έκθεση στον ήλιο, τη βροχή και τις υψηλές θερμοκρασίες.

【Διαχείριση】 Το προϊόν δεν θεωρείται ως επικίνδυνο απόβλητο, η διαχείρισή του ή του δοχείου του μπορεί να γίνει σύμφωνα με εθνικούς ή τοπικούς κανονισμούς.

【Ημερομηνία Παραγωγής】 Δείτε την ετικέτα του προϊόντος.

【Διάρκεια Ζωής】 12 μήνες.

【Χώρα Προέλευσης】 Κατασκευάζεται στην Κίνα


BAOT Biological Technology Co., Ltd

Unit 1 First Floor, Second Floor and Unit 3 Fourth Floor, No. 12 Building, 106 Qihao Road, Torch Development District Zhongshan Guangdong 528437, China
Tel: +86-760-87893825 Email: baotw@baot.biz


Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)

Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg, Germany
SRN: DE-AR-000000001


Umedwings Netherlands B.V.

Treubstraat 1,2288EG,Rijswijk, The Netherlands
SRN:NL-IM-00000454

【Σύμβολα Γραφικών】

Σύμβολα Γραφικών	Εξήγηση Συμβόλων	Σύμβολα Γραφικών	Εξήγηση Συμβόλων
	Ευθραυστο, προσέξτε κατά τη μεταφορά		Εύρος Θερμοκρασίας: -18 °C έως 50 °C
	Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης, ή συμβουλευτείτε την ηλεκτρονική έκδοση των οδηγιών χρήσης		Εύρος Υγρασίας: 30% έως 80%
	Διατηρήστε σε ξηρό μέρος		Μην χρησιμοποιείτε εάν η συσκευασία είναι φθαρμένη
	Προσοχές (βλέπε οδηγίες χρήσης)		Ο περιορισμός στοιβάξης είναι 5 επίπεδα
	Ημερομηνία παραγωγής		Ευαίσθητο στον ήλιο
	Περίοδος ισχύος		Χρήση μόνο με συνταγή
	Κωδικός παρτίδας		Κατασκευαστής
	Οργανισμός αξιολόγησης συμβόλων		Εκπρόσωπος ΕΕ
	Ιατρική συσκευή, δηλώνει ότι το αντικείμενο είναι μια ιατρική συσκευή		Εισαγωγέας Ευρώπης