

Használati Utasítás

Formázó folyadék

(Tartozék a fogászati kerámiához)



Használati Utasítás

【Készüléknev】 Formázó folyadék

【Típus/Szabvány】

Kategória	Kód	Specifikáció (mililiter/üveg)
Alap színező porcelán OP keverő folyadék	OF	15, 50, 240
Testporcelánra kifejlesztett folyadék	CFS	15, 50, 240
Glazúrfolyadék	GY	5, 15, 50, 240

【Kémiai】 H_2O , $C_4H_{10}O_2$ és $C_5H_{12}O_2$.

【Várt felhasználás】 A formázó folyadékot háromféle típusra osztják: testporcelánra kifejlesztett folyadék, alap színező porcelán (OP) keverő folyadék és glazúrfolyadék, amelyek keverednek a porcelánporral, hogy formálják és elkészítsék a porcelán fogakat.

【Klinikai Indikációk】 A fogászati porcelánpor keverékhez tartozó kiegészítők, amelyek alkalmazhatók fogkárosodások (szuvasodás, sérült fogak stb.), hiányzó fogak fix hídja és a fogak elszíneződésének esztétikai helyreállítása esetén. A formázó folyadék megakadályozza a kerámia anyagok gyors kiszáradását, miközben növeli a rétegezés során a plaszticitást. Az ajánlott por és folyadék keverési arányok a következők:

Típus	Porcelán kategória	Formázó folyadék kategória	Ajánlott porcelán és folyadék keverési aránya
Fémkerámia	Arany-kerámia kötőanyag	Színező porcelánra kifejlesztett folyadék (OF)	1g : 0.67g
	Színező alap porcelán (OP)	Színező porcelánra kifejlesztett folyadék (OF)	1g : 0.43g
	Opak fogzománcporcelán, fogzománcporcelán, Félig átlátszó és átlátszó porcelánsorozat	Testporcelánra kifejlesztett folyadék (CFS)	1g : 0.39g
	Glazúrpó, javító porcelán, színezett porcelán	Glazúrfolyadék (GY)	1g : 0.67g
Zirkón kerámia	Opak fogzománcporcelán, fogzománcporcelán, Félig átlátszó és átlátszó porcelánsorozat	Testporcelánra kifejlesztett folyadék (CFS)	1g : 0.39g
	Glazúrpó, javító porcelán, színezett porcelán	Glazúrfolyadék (GY)	1g : 0.67g

【Ellenjavallatok】 Allergiás reakciók a termék összetevőire.

【Figyelmeztetések és óvintézkedések】

- Kizárólag fogászati felhasználásra, és tartsa tisztán.
- Ha véletlenül szembe kerül vagy hosszantartó érintkezés történik a szájüregi szövetekkel és belélegzésre kerül, azonnal öblítse le bő vízzel.

【Használati utasítás】 A terméket fogászati kerámiával együtt használják.

- Használjon színező porcelán keverő folyadékot (OF) az arany-kerámia kötőanyaghoz, színező alapporcelánhoz.
- Használjon testporcelánra kifejlesztett folyadékot (CFS) az opak fogzománcporcelánhoz, fogzománcporcelánhoz, félig átlátszó anyagokhoz.
- Használjon glazúrfolyadékot (GY) a glazúrpóhoz, javító porcelánhoz és színezett porcelánhoz.
- A porcelánpórt speciális formázó folyadékkal kell összekeverni és az üzemeltetési utasításoknak és

égetési paramétereknek megfelelően kell eljárni.

- Kerülje a heves keverést, hogy ne keveredjenek bele buborékok a pasztába. A keverés közben és után vizuális ellenőrzéssel biztosítsa, hogy az egyenletes és idegen anyagoktól mentes legyen.

【Tárolási feltételek】 Ezt a terméket megfelelő hőmérsékleti környezetben kell tárolni, és el kell kerülni az erős fénynek való kitettséget. Kérjük, helyezze a terméket olyan helyre, ahova a gyerekek nem férhetnek hozzá. A csomagolásnak légmentesen lezártnak kell lennie.

【Szállítási feltételek】 Ez a termék nem tartozik a veszélyes áruk szállítási szabályozásának hatálya alá. A szállítás előtt ellenőrizze, hogy a csomagolás épséges és erősen lezárva van-e. Biztosítsa, hogy a szállítás során ne legyen szivárgás, összeomlás, csapadék vagy sérülés. Ne tárolja az árut erős lúgokkal, vízzel stb. együtt. A szállítás során óvja a terméket a közvetlen napfénytől, esőtől és magas hőmérséklettől.

【Kezelés】 Ez a termék nem veszélyes hulladék, a termék vagy annak tartályának eldobásakor kövesse a nemzeti vagy helyi előírásokat.

【Gyártási dátum】 Lásd a termék címkéjén.

【Szavatossági idő】 12 hónapig használható.



BAOT Biological Technology Co., Ltd

Unit 1 First Floor, Second Floor and Unit 3 Fourth Floor, No. 12 Building, 106 Qihao Road, Torch Development District Zhongshan Guangdong 528437, China

Tel: +86-760-87893825 Email: baotw@baot.biz



Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)

Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg, Germany

SRN: DE-AR-000000001



Umedwings Netherlands B.V.

Treubstraat 1, 2288 EG, Rijswijk, The Netherlands

SRN: NL-IM-00000454

【Grafikus szimbólumok】

Grafikus szimbólumok	Szimbólum magyarázata	Grafikus szimbólumok	Szimbólum magyarázata
	Törékeny, óvatosan kezelendő		Hőmérséklettartomány: -18 °C ~ 50 °C
	Olvassa el a használati utasítást, vagy tekintse meg az elektronikus használati utasítást		Páratartalom tartomány: 30% ~ 80%
	Tartsa szárazon		Ha a csomagolás sérült, ne használja
	Figyelmeztetések (lásd a használati utasítást)		Az egymásra rakás korlátozva van 5 rétegig
	Gyártási dátum		Fényérzékeny
	Szavatossági idő		Csak receptre
	Tételkód		Gyártó
	Szimbolikus értékelési hirdető ügynökség		EU hivatalos képviselő
	Orvostechnikai eszköz, amely azt jelzi, hogy ez a termék orvostechnikai eszköz		Európai importőr