

Istruzioni per l'uso

Liquido Formativo (Accessorio per Ceramica Dentale)



Istruzioni per l'uso

【Nome dell'attrezzatura】 Liquido Formativo

【Modello/Specifiche】

Categoria	Codice	Specifiche (millilitro per bottiglia)
Liquido specifico per porcellana opacizzante OP	OF	15, 50, 240
Liquido specifico per la porcellana del corpo	CFS	15, 50, 240
Liquido per la smaltatura	GY	5, 15, 50, 240

【Composizione】 Il liquido formativo composto da H₂O, C₄H₁₀O₂ e C₅H₁₂O₂.

【Uso previsto】 I liquidi modellanti si dividono in liquido specifico per porcellana del corpo, liquido per porcellana opacizzante (OP) e liquido per la smaltatura, usati in combinazione con la polvere di porcellana per modellare e produrre denti in ceramica.

【Indicazioni cliniche】 Accessori per la miscelazione di polveri di ceramica dentale, adatti per il restauro di denti danneggiati (carie, denti rotti, ecc.), riparazione di ponti fissi per denti mancanti, e restauri estetici per denti decolorati. Il liquido modellante impedisce l'essiccazione rapida del materiale ceramico e aumenta la plasticità durante la stratificazione. I rapporti consigliati di miscelazione tra polvere e liquido sono i seguenti:

Modello	Categoria della polvere di porcellana	Categoria del liquido di formazione	Rapporto consigliato tra polvere e liquido
Ceramica metallica	Legante ceramico metallico	Liquido specifico per porcellana opacizzante (OF)	1g : 0.67g
	Porcellana opacizzante OP	Liquido specifico per porcellana opacizzante (OF)	1g : 0.43g
	Porcellana dentinica opaca, porcellana dentinica, Serie di porcellane semi-trasparenti, serie di porcellane trasparenti	Liquido specifico per la porcellana del corpo (CFS)	1g : 0.39g
	Polvere di smalto, porcellana per riparazioni, porcellana colorata	Liquido per la smaltatura (GY)	1g : 0.67g
Ceramica zirconia	Porcellana dentinica opaca, porcellana dentinica, Serie di porcellane semi-trasparenti, serie di porcellane trasparenti	Liquido specifico per la porcellana del corpo (CFS)	1g : 0.39g
	Polvere di smalto, porcellana per riparazioni, porcellana colorata	Liquido per la smaltatura (GY)	1g : 0.67g

【Controindicazioni】 Reazioni allergiche agli ingredienti di questo prodotto.

【Avvertenze e precauzioni】

- Per uso odontoiatrico solo e da tenere pulito.
- Se il contatto accidentale con gli occhi o l'esposizione prolungata ai tessuti orali e l'inalazione dovessero verificarsi, sciacquare immediatamente con abbondante acqua.

【Istruzioni】 Il prodotto viene utilizzato insieme alla ceramica dentale.

- Utilizzare il liquido per porcellana opacizzante (OF) per mescolare il legante ceramico metallico e la porcellana di base opacizzante.
- Utilizzare il liquido specifico per la porcellana del corpo (CFS) per mescolare la porcellana dentinica opaca, la porcellana dentinica e quella semi-trasparente.
- Utilizzare il liquido per la smaltatura (GY) per mescolare la polvere di smalto, la porcellana per riparazioni e quella colorata.
- Miscelare la polvere di porcellana con un liquido modellante dedicato e operare secondo le istruzioni e i parametri di cottura.

- Evitare di mescolare vigorosamente per impedire che bolle d'aria si mescolino nella pasta. Durante e dopo la miscelazione, effettuare un controllo visivo per assicurarsi che sia omogeneo e privo di corpi estranei.

【Condizioni di conservazione】 Questo prodotto deve essere conservato in un ambiente a temperatura controllata e protetto dalla luce diretta. Si prega di tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini. L'imballaggio deve essere sigillato.

【Condizioni di trasporto】 Questo prodotto non rientra nella categoria delle merci pericolose da trasportare. Prima del trasporto, verificare che la scatola di imballaggio sia integra e ben sigillata. Assicurarsi che non ci siano perdite, crolli, precipitazioni o danni durante il trasporto. Non conservare il prodotto insieme a sostanze fortemente alcaline o acqua. Durante il trasporto, proteggere da esposizione diretta al sole, pioggia e alte temperature.

【Smaltimento】 Questo prodotto è un rifiuto non pericoloso, lo smaltimento di questo prodotto o dei suoi contenitori può essere effettuato secondo le leggi nazionali o locali.

【Data di produzione】 Vedere l'etichetta del prodotto.

【Durata di conservazione】 12 mes.

【Paese d'origine】 Prodotto in Cina



BAOT Biological Technology Co., Ltd

Unit 1 First Floor, Second Floor and Unit 3 Fourth Floor, No. 12 Building, 106 Qihao Road, Torch Development District Zhongshan Guangdong 528437, China

Tel: +86-760-87893825 Email: baotw@baot.biz



Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)

Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg, Germany

SRN: DE-AR-000000001



Umedwings Netherlands B.V.

Treubstraat 1, 2288EG, Rijswijk, The Netherlands

SRN: NL-IM-00000454

【Simboli grafici】

Simboli grafici	Spiegazione dei simboli	Simboli grafici	Spiegazione dei simboli
	Articolo fragile, maneggiare con cura		Intervallo di temperatura: da -18 °C a 50 °C
	Consultare le istruzioni per l'uso o la versione elettronica del manuale		Intervallo di umidità: 30% ~ 80%
	Mantenere asciutto		Non usare se l'imballaggio è danneggiato
	Precauzioni (vedi istruzioni per l'uso)		Limite di impilamento fino a 5 livelli
	Data di produzione		Sensibile alla luce solare
	Termine di validità		Per uso su prescrizione
	Codice del lotto		Produttore
	Ente di valutazione della conformità simbolica		Rappresentante autorizzato nell'UE
	Dispositivo medico, indica che l'articolo è un dispositivo medico		Importatore europeo