

# Instruções de Uso

**Líquido de moldagem  
(Acessório para cerâmica dentária)**



【Nome do Equipamento】 Líquido de moldagem

【Modelo/Especificações】

Categoria	Código	Especificações (mililitro por frasco)
Líquido de mistura para porcelana opaca OP	OF	15, 50, 240
Líquido especial para porcelana de massa	CFS	15, 50, 240
Líquido de glaze	GY	5, 15, 50, 240

【Composição】 O líquido formador feito por H<sub>2</sub>O, C<sub>4</sub>H<sub>10</sub>O<sub>2</sub> e C<sub>5</sub>H<sub>12</sub>O<sub>2</sub>.

【Uso Previsto】 Os líquidos de moldagem são divididos em líquido especial para porcelana de massa, líquido de mistura para porcelana opaca (OP) e líquido de glaze, usados para misturar com o pó de porcelana e modelar, processando a fabricação de dentes de porcelana.

【Indicações】 Acessório usado para misturar pós de porcelana dentária, indicado para danos dentários (cáries, dentes danificados, etc.), restauração de pontes fixas para dentes ausentes e restaurações estéticas para dentes descoloridos. O líquido de moldagem evita o secamento rápido do material cerâmico e aumenta a plasticidade durante a estratificação. A proporção recomendada de mistura de pó e líquido é a seguinte:

Modelo	Categoria do Pó de Porcelana	Categoria do Líquido de Moldagem	Proporção Recomendada de Mistura de Pó e Líquido
Cerâmica metálica	Agente de Ligação Metálico	Líquido Especial para Porcelana Opaca (OF)	1g : 0.67g
	Porcelana Opaca (OP)	Líquido Especial para Porcelana Opaca (OF)	1g : 0.43g
	Porcelana Opaca de Dentina, Porcelana de Dentina, Séries de Porcelanas Translúcidas, Séries de Porcelanas Transparentes	Líquido Especial para Porcelana de Massa (CFS)	1g : 0.39g
	Pó de Glaze, Porcelana de eparo, Porcelana Colorida	Líquido de Glaze (GY)	1g : 0.67g
Cerâmica de zircônio	Porcelana Opaca de Dentina, Porcelana de Dentina, Séries de Porcelanas Translúcidas, Séries de Porcelanas Transparentes	Líquido Especial para Porcelana de Massa (CFS)	1g : 0.39g
	Pó de Glaze, Porcelana de eparo, Porcelana Colorida	Líquido de Glaze (GY)	1g : 0.67g

【Contraindicação】 Reações alérgicas aos ingredientes deste produto.

【Precauções e Advertências】

- Apenas para uso dentário e manter limpo.
- Em caso de contato acidental com os olhos ou contato prolongado com tecidos orais e inalação, deve-se lavar imediatamente com grande quantidade de água.

【Instruções de Uso】

- Use o líquido de cobertura opaca (OF) para misturar agente de ligação metálico e porcelana base opaca.
- Use o líquido especial para porcelana de massa (CFS) para misturar porcelana opaca de dentina, porcelana de dentina e porcelanas translúcidas.
- Use o líquido de glaze (GY) para misturar pó de glaze, porcelana de reparo e porcelana colorida.
- Misture o pó de porcelana com o líquido de moldagem especial, e proceda de acordo com as instruções de operação e parâmetros de queima.
- Evite agitação vigorosa para prevenir a incorporação de bolhas no agente de mistura. Durante e após

a agitação, verifique visualmente a uniformidade e a ausência de impurezas.

**【Condições de Armazenamento】** Este produto deve ser armazenado em ambiente com temperatura adequada e protegido de luz intensa. Guarde o produto fora do alcance de crianças. A embalagem deve estar selada.

**【Condições de Transporte】** Este produto não é considerado mercadoria perigosa para transporte. Verifique se a caixa de embalagem está intacta e bem selada antes do transporte. Assegure que não haja vazamentos, colapsos, precipitação ou danos durante o transporte. Não armazene a mercadoria junto com álcalis fortes, água, etc. Proteja contra exposição direta ao sol, chuva e altas temperaturas durante o transporte.

**【Descarte】** Este produto não é considerado resíduo perigoso, o descarte do produto ou de seu recipiente pode seguir as regulamentações nacionais ou locais.

**【Data de Fabricação】** Ver etiqueta do produto.

**【Prazo de Validade】** 12 meses.

**【Origem】** Fabricado na China



### BAOT Biological Technology Co., Ltd

Unit 1 First Floor, Second Floor and Unit 3 Fourth Floor, No. 12 Building, 106 Qihao Road, Torch Development District Zhongshan Guangdong 528437, China

Tel: +86-760-87893825 Email: [baotw@baot.biz](mailto:baotw@baot.biz)



### Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)

Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg, Germany

SRN: DE-AR-000000001



### Umedwings Netherlands B.V.

Treubstraat 1, 2288EG, Rijswijk, The Netherlands

SRN: NL-IM-00000454

### 【Símbolos Gráficos】

Símbolos gráficos	Descrição dos símbolos	Símbolos gráficos	Descrição dos símbolos
	Artigo frágil, manuseie com cuidado		Faixa de temperatura: -18 °C ~ 50 °C
	Consulte o manual de instruções ou a versão eletrônica do manual		Faixa de umidade: 30% ~ 80%
	Mantenha seco		Não use se a embalagem estiver danificada
	Precauções (ver instruções de uso)		Limite de empilhamento até 5 camadas
	Data de fabricação		Sensível à luz solar
	Prazo de validade		Uso exclusivo mediante prescrição
	Código do lote		Fabricante
	Órgão de avaliação da conformidade		Representante autorizado na União Europeia
	Dispositivo médico, indica que o item é um dispositivo médico		Importador na Europa