

Instrucțiuni de Utilizare

Lichid de Modelare

(Accesoriu pentru Ceramică Dentală)



Instrucțiuni de utilizare

【Model/Specificații】 lichid de modelare

【Numele instrumentului】

Categorie de lichid de modelare	Cod	Specificații (mililitru/per sticlă)
Lichid special de camuflare OP	OF	15, 50, 240
Lichid special pentru porțelanul de corp	CFS	15, 50, 240
Lichid de glazură	GY	5, 15, 50, 240

【Compoziția】 Lichidul formativ realizat de H_2O , $C_4H_{10}O_2$, și $C_5H_{12}O_2$.

【Utilizare preconizată】 Lichidele de modelare includ lichid special pentru porțelanul de corp, lichid de camuflare (OP), și lichid de glazură, care se amestecă cu pudra de porțelan pentru modelarea și fabricarea dinților de porțelan.

【Indicații clinice】 Accesoriu utilizat pentru amestecarea pudrei de porțelan dentar, adecvat pentru reparația leziunilor dentare (carii, dinți deteriorați etc.), reparații de punți fixe pentru înlocuirea dinților lipsă, și restaurări estetice pentru dinți decolorați. Lichidele de modelare previn uscarea rapidă a materialului ceramic și îmbunătățesc plasticitatea în timpul stratificării. Raportul recomandat de amestecare a pudrei cu lichidul este următorul:

Model	Categorie de pudră de porțelan	Categorie de lichid de modelare	Proporția recomandată de amestec pudră/ lichid
Ceramică metalică	Agenți de legare aur-porțelan	Lichid special de camuflare (OF)	1g : 0.67g
	Porțelan de camuflare OP	Lichid special de camuflare (OF)	1g : 0.43g
	Ceramica opacă dentară, ceramica dentară, Porțelan semi-transparent și porțelan transparent	Lichid special pentru porțelanul de corp (CFS)	1g : 0.39g
	Pulbere de glazură, porțelan de reparație, porțelan colorat	Lichid de glazură (GY)	1g : 0.67g
Ceramică zirconiană	Ceramica opacă dentară, ceramica dentară, Porțelan semi-transparent și porțelan transparent	Lichid special pentru porțelanul de corp (CFS)	1g : 0.39g
	Pulbere de glazură, porțelan de reparație, porțelan colorat	Lichid de glazură (GY)	1g : 0.67g

【Contraindicații】 Reacții alergice la ingredientele din acest produs.

【Precauții și avertismente】

- Numai pentru uz dentar și păstrați-l curat.
- Dacă se produce contact accidental cu ochii sau expunere prelungită la țesuturile orale și inhalare, trebuie să se spele imediat cu multă apă.

【Instrucțiuni de utilizare】

- Utilizați lichidul de camuflare (OF) pentru a amesteca agenți de legare de aur-porțelan și ceramica de bază de camuflare.
- Utilizați lichidul special pentru porțelanul de corp (CFS) pentru a amesteca ceramica opacă dentară, ceramica dentară și porțelanul semi-transparent.
- Utilizați lichidul de glazură (GY) pentru a amesteca pulberea de glazură, porțelanul de reparație și porțelanul colorat.
- Amestecați pudra de porțelan cu lichidul special de modelare conform instrucțiunilor de operare și parametrilor de ardere.
- Evitați agitarea violentă care poate introduce bule în amestec. În timpul și după amestecare, verificați

vizual dacă amestecul este uniform și fără impurități străine.

【Condiții de depozitare】 Acest produs trebuie depozitat într-un mediu cu temperatură adecvată și protejat împotriva luminii puternice. Vă rugăm să păstrați produsul departe de accesul copiilor. Ambalajul trebuie să fie sigilat.

【Eliminare】 Acest produs nu este un deșeu periculos, eliminarea acestui produs sau a recipientului său poate fi realizată conform reglementărilor naționale sau locale.

【Data fabricației】 Vedeți eticheta produsului.

【Perioada de valabilitate】 12 luni.

【Origine】 Fabricat în China



Unit 1 First Floor, Second Floor and Unit 3 Fourth Floor, No. 12 Building, 106 Qihao Road, Torch Development District Zhongshan Guangdong 528437, China

Tel: +86-760-87893825 Email: baotw@baot.biz



Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)

Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg, Germany

SRN: DE-AR-000000001



Umedwings Netherlands B.V.

Treubstraat 1, 2288EG, Rijswijk, The Netherlands

SRN: NL-IM-00000454

【Simboluri grafice】

Simboluri grafice	Explicații ale simbolurilor	Simboluri grafice	Explicații ale simbolurilor
	Articol fragil, manevrați cu grijă		Interval de temperatură: -18 °C ~ 50 °C
	Consultați manualul de utilizare sau versiunea electronică a manualului de utilizare		Interval de umiditate: 30% ~ 80%
	Mențineți uscat		Nu utilizați dacă ambalajul este deteriorat
	Precauții (vezi instrucțiunile de utilizare)		Limita de stivuire este de 5 straturi
	Data fabricației		Sensibil la soare
	Perioada de valabilitate		Utilizare numai pe bază de prescripție
	Codul lotului		Producător
	Organism de evaluare a conformității		Reprezentant autorizat al UE
	Dispozitiv medical, indicând că articolul este un dispozitiv medical		Importator european